

AC15 Plus

Tavolino servitore



Vantaggi e dotazioni di serie:

- Tavolino servitore leggero;
- Telaio in acciaio verniciato o su ruote girevoli;
- Pieghevole a leggio e regolabile in altezza;
- Meccanismi pneumatici;
- Capacità 10 kg;
- Doppio piano in polistirolo termoformato;
- Dimensioni utili piano appoggio 420 x 550 mm;
- Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm;
- Dimensioni secondo piano 420 x 200 mm.



Scheda tecnica

• Dati

Codice CND	31220
N. progressivo/R	2089623

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
"Certificazioni e Sistema qualità"

