

# AC15 Top

## Tavolino servitore



### Vantaggi e dotazioni di serie:

- Tavolino servitore leggero;
- Telaio in acciaio verniciato o su ruote girevoli;
- Pieghevole a leggio e regolabile in altezza;
- Meccanismi pneumatici;
- Capacità 10 kg;
- Piano in polistirolo termoformato;
- Dimensioni utili piano appoggio 420 x 550 mm;
- Altezza minima 830 mm, altezza massima 1100 mm.



### Scheda tecnica

#### • Dati

Codice CND	31220
N. progressivo/R	2089617

*Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.  
È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.  
Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.  
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.*

Per le certificazioni  
fare riferimento a quanto  
specificato nella Sezione  
"Certificazioni e Sistema qualità"

