

## ASPIRATORE CLINIC PLUS 2 vasi 2 litri

Codice:	28194
Categoria:	Aspiratori chirurgici ospedalieri
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	590729
CND:	Z120105
EAN13:	8023279281941



Descrizione: CLINIC PLUS Basic  
• Vasi autoclavabili: 2x2 l  
• Pedale: NO  
• Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): NO

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante l'odopola chirurgia.

Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi.

Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in makrolon con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Ampia gamma di versioni con funzioni differenti

- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus)

- vasi da 2, 4 o 5 l

- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità

- pedale e regolatore direzionale di flusso

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno

Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).

Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)

Questo sistema aumenta la versatilità consentendoci di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi.

Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI: PRONTO SOCCORSO, CHIRURGIA GENERALE, GINECOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, OSTETRICIA, SALA OPERATORIA, STUDIO DENTISTICO

Dimensioni: 460x 850x 420 mm

Peso: 20 kg

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:	Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg) Ciclo operativo: continuo Flusso: 60 l/min Alimentazione: 230 VA Rumorosità: 51,7 dBA Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE
Dotazione standard:	Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno: 2x2 l Anelli per adattare vasi da 5 l: NO Contenitore di sicurezza (220 ml): NO Filtro antibatterico idrofobico (monouso): 1 Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm: 1 Connettore conico Ø 10-11-12mm: 1 Ingresso aspirazione aria: 1 Pedale a funzionamento intermittente o continuo: NO Sistema sostituzione vasi con tasti soft-touch: NO Cavo di alimentazione con presa Schuko: 1 Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PL, RO