

**PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB,IT,ES,DE,GR,PL**

Codice: 35057  
Categoria: Pulsoximetri da dito  
Unità di vendita: 1 pz.  
Quantitativi minimi: 1  
Dispositivo: Dispositivo medico  
Classe: II B  
NSIS: 2383371  
CND: Z1203020408  
EAN13: 8023279350579



Descrizione: PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB, IT, ES, DE, PL, GR

Misura la saturazione di ossigeno (SpO<sub>2</sub>) e le pulsazioni nei bambini a casa, in ospedale, nelle visite sportive, ecc.

Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO<sub>2</sub> e il valore, la forma d'onda e l'istogramma delle pulsazioni.

Schermo a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e della luminosità. Funzione di spegnimento automatico entro 5 secondi.

Include un cordino per appenderlo, due batterie AAA e un manuale d'uso.

Caratteristiche tecniche: Schermo: LCD a colori

SpO<sub>2</sub>:

- intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%)

- accuratezza: 70% ~ 100%: ±2%, non specificata sotto 70%

Pulsazioni:

- intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm)

- accuratezza: ±2 bpm o ±2% (il maggiore)

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 1,5 V

Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore

Dimensioni - peso: 59x36x35 mm - 50g (incluse le batterie)