

RILEVATORE DI VENE PROFESSIONALE QV-500

Codice:	23456
Categoria:	Cercavene
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	2335065
CND:	V80
EAN13:	8023279234565



Descrizione: RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-500

Rilevatore vene portatile per proiettare l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea, con precisione e rapidità.

Forma ergonomica, tecnologia a infrarossi avanzata per ottenere immagini digitali accurate delle vene sulla cute del paziente.

Consente a dottori e infermieri di trovare facilmente le vene di pazienti obesi, sottoposti a chemioterapia, con folta peluria, pelle scura, varici, vasi sanguigni sottili o ostruzione vascolare.

Dispone di sette colori diversi in base a età, forma del corpo, tonalità cromatica della pelle e ambiente di lavoro.

Indicato per adulti, bambini e neonati.

Consente di osservare lo spessore vascolare, la lunghezza, la curva e la ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura per evitare dolore.

Disponibili anche il supporto da tavolo e il carrello mobile.

Caratteristiche tecniche: Luce: innocua a infrarossi
Display: luminosità regolabile a 5 livelli
Distanza rilevamento: 15-25 cm
Accuratezza: $\pm 0,3$ mm
Rumore: ≈ 20 dB
Batteria: ricaricabile al litio 3400mAh
Alimentazione: uscita 5V 2,0A, ingresso 100V-240V CA 50Hz-60Hz
Dimensioni - Peso: 20x6,2xh 5,5 cm - 280 g

Dotazione standard: Borsa di alluminio per il trasporto
Penna chirurgica dermatologica
Laccio emostatico
Scheda di calibrazione
Cavo di ricarica
Adattatore
Manuale utente GB, IT