

## SFIGMO A COLONNA GREEN - senza mercurio

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice:              | 32800                          |
| Categoria:           | Sfigmomanometri senza mercurio |
| Unità di vendita:    | 1 pz.                          |
| Quantitativi minimi: | 1                              |
| Dispositivo:         | Dispositivo medico             |
| Classe:              | II A                           |
| NSIS:                | 468932                         |
| CND:                 | Z1203020501                    |
| EAN13:               | 8023279328004                  |



Descrizione: SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO - da tavolo

Linea tecnologicamente avanzata di sfigmomanometri con display LCD in alternativa ai modelli tradizionali a colonnina di mercurio. Risultati precisi e rispetto dell'ambiente.

Gonfiaggio e sfiato dell'aria manuali.

Due metodi di misurazione: con pulsante AUSC (auscultazione) per l'uso con lo stetoscopio, con pulsante OSC (oscillometro) per un risultato automatico senza stetoscopio, solo gonfiando il bracciale ad almeno 180 mmHg.

Adatto per uso pediatrico solo in modalità di auscultazione (richiede 32825).

Fornito con bracciale per adulti.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 360x96x66 mm  
Alimentazione: batteria  
Intervallo di misurazione: 20-280 mmHg  
Accuratezza: pressione:  $\pm 3$  mmHg