

STETOSCOPIO ELETTRONICO LINKTOP con Bluetooth 5.0

Codice:	32599
Categoria:	Fonendoscopi cardiologici ed elettronici
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico



Descrizione: STETOSCOPIO LINKTOP - con Bluetooth 5.0

Questo stetoscopio elettronico consente a medici, personale sanitario e utilizzatori non professionisti di registrare i suoni respiratori e cardiaci. Studiato per pazienti adulti, pediatrici e neonatali, sia per uso domestico sia per uso professionale.

Controllo della qualità dell'esame

Il sistema aiuta a eseguire correttamente l'esame: un tutorial dettagliato guiderà l'utente nel corso della procedura.

Contatto facilitato con un dottore

Consente il consulto remoto e la condivisione di dati con il proprio dottore, via e-mail o tramite applicazioni Social.

Controllo del rumore

Rileva e controlla automaticamente l'eccessivo rumore ambientale che potrebbe alterare i risultati.

Avvio/arresto automatici

Una volta applicato correttamente sul corpo, lo stetoscopio registra automaticamente i suoni.

Il dispositivo non analizza i suoni registrati. Funziona con la batteria al litio incorporata.

Caratteristiche tecniche: Funzionamento: continuo
Alimentazione: Batteria incorporata agli ioni di litio (non estraibile) - 200mAh
Alimentazione: 3,3~4,2V
Tensione/corrente di ricarica: 5V DC / 500mA
Caricatore: USB magnetico
Membrana: Diametro: 43,8 mm
Materiale: silicone rivestito di poliuretano, copri-membrana antifreddo
Tipo: filtraggio elettronico digitale, riduzione rumore ambiente
Suono: Trasmissione: via Bluetooth, auricolare e cavo di registrazione
Intervallo frequenze: 20-3 KHz
Amplificazione: fino a 24 X riduzione dell'85% del rumore ambientale
Auscultazione: remota via Homedoctor System o via auricolare da 3,5 mm
Dimensioni - Peso: Ø 45 x h 26,1 mm - 62 g
Classe protezione: IIa tipo BF, IP22.

Norme: EN 60601-1: 2006+A11: 2011+A1: 2013+A12: 2014, EN 60601-1-2: 2015

Dotazione standard: Minijack 3,5 mm auricolare
Minijack 3,5 mm - cavo minijack 3,5 mm
Cavo USB magnetico di ricarica
Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES, DE