

STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX 2.0 IN ACCIAIO INOX - neonatale - bianco

Codice:	32340
Categoria:	Stetoscopi Riester
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I
NSIS:	1158563
CND:	C9005
EAN13:	8023279323405



Descrizione: STETOSCOPIO RIESTER DUPLEX® 2.0 - NEONATALE

- Codice Riester: 4230-02
- Colore: bianco
- Membrana: Ø 24/17,5 mm
- Lunghezza: 69 cm
- Peso: 105 g
- Latex free

Gli stetoscopi Duplex® 2.0 si distinguono per le loro eccezionali prestazioni acustiche. Sono stati completamente riprogettati per rispondere alle sfide quotidiane della pratica diagnostica.

Design speciale dei tubi per un'efficace auscultazione degli adulti, dei bambini e dei neonati.

- doppiopadiglione di precisione in acciaio inossidabile
- archetto dalla forma anatomica con molla interna multipla per aggiustare la pressione di contatto
- olive ultra morbide, sostituibili e girevoli per una sigillatura perfetta nel canale uditivo e un confort ottimale
- sistema acustico innovativo per un'auscultazione perfetta di tutte le frequenze
- membrana speciale per un'acustica di precisione con anelli di protezione anti-freddo innovativi per una migliore adattabilità sulla pelle

Fornito con targhetta per nome, olive di ricambio e membrana.
Produzione tedesca.